



جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الألبان

الكيمياء التحليلية العملي
Practical Of Analytical Chemistry
المرحلة الأولى
الكورس الاول

اعداد
م.م. نمير مؤيد خلف
MSC nameer muayad



المحاضرة الأولى

السلامة والأدوات المستخدمة في المختبرات



قواعد السلامة الاساسية

- ارتداء معطف المختبر Lab Coat.
- ارتداء نظارات السلامة.
- تغطية الشعر عند التعامل مع المواد الحارقة.
- يجب على العامل ارتداء القفازات وأدوات الحماية الأخرى وفقاً لطبيعة التجربة والمواد التي تشمل عليها.
- الابتعاد عن ارتداء الأحذية المفتوحة عند استعمال المواد الكيميائية لعدم تعرض الجلد لهذه المواد.
- تجنب ارتداء الملابس المصنوعة من الألياف الصناعية بسبب قابليتها للاشتعال السريع، كما تميل تلك الألياف إلى الذوبان والالتصاق بالجلد.
- يفضل استعمال النظارات الواقية لحماية العيون من المواد الكيميائية الضارة والغازات.
- عدم ارتداء المجوهرات أو أي نوع من أنواع الزينة مثل الخواتم لاسيما عند التعامل مع المسننات أو الأدوات الدوارة أو المحركات.

- تأدية التجربة بحرص وهدوء يقيك من الحوادث.
- تجنب الأحاديث الجانبية مع زملائك أثناء القيام بالتجربة.
- بلغ فني المختبر عن الحوادث مهما كانت صغيرة.
- اسأل الأستاذ عما لا تعرف.
- عدم شم أو استنشاق روائح المواد الكيميائية.
- عدم لمس أو تذوق المواد الكيميائية.
- عدم الأكل أو الشرب داخل المختبرات

علامات و رموز المخاطر المختبرية

PHYSICAL HAZARDS مخاطر فيزيائية



GHS01
منفجرة



GHS02
مشتعله



GHS03
مؤكسلة



GHS04
غاز مضغوط



GHS05
مواد آكلة

HEALTH AND ENVIRONMENTAL HAZARDS مخاطر بيئية وصحية



GHS06
مواد سامة



GHS05
مواد حارقة



GHS07
ضارة مهيجه



GHS08
مسرطنة



GHS09
ضار بالبيئة

علامات السلامة الكيميائية



يجب ارتداء معطف المختبر



يجب ارتداء نظارات السلامة



يجب ارتداء أحذية السلامة



يجب ارتداء قفازات الأمان



يجب ارتداء جهاز التنفس



يجب ارتداء قناع الوجه



يجب ارتداء قناع اللحام



مواد سامة



خطر بيولوجي



ممنوع التدخين



منطقة مشعة



خطر الإشعاع البصري



خطر مادة أكالة



خطر الانفجار




قابل للاشتعال


أهم الأجهزة والزجاجيات المستخدمة في مختبر الكيمياء التحليلية




عاصرة
Pipette



إسطوانة مدرجة
Cylinder




قنينة غسل
Washing Bottle




بيكر
Beaker



قمع
Funnel



قنينة حجمية
Volumetric Flask




سقاخة
Burette



دورق مخروطي
Conical Flask



ماسك
Clamp



حامل
Stand



فرن تجفيف
Drying Oven




هيتز
Hotplate




ميزان حساس
Electronic Balance





حمام مائي
Water Bath





Beaker







Erlenmeyer Flask




Graduated Cylinder




Keep the bumper ring near the top to prevent breakage when the cylinder tips over.




Mortar




Pestle



**Filtering
Funnel**



Powder Funnel






Forceps, plastic




Forceps, metal




**Crucible
and Cover**





Crucible Tongs




Plastic Bottle



Washing Bottle





Microspatula



Macrospatula

Weighing paper (pergamyne)




Pergaminyne paper

Weighing boats



Digital Analytical balances






Volumetric Pipet


Graduated Pipet



Pasteur Pipet a.k.a Medicine Dropper



Pipet Filler,
pump type



Pipette Tips



MSC nameer muayad

High speed centrifuge



Bench-top centrifuge



Vacuum concentrator



Micro test tube centrifuge



MSC nameer muayad



جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الألبان

الكيمياء التحليلية العملي


Practical of Analytical Chemistry

المحاضرة الثانية

تحضير 0.1 مولاري من محلول حامض الهيدروكلوريك HCl

اعداد

م.م. نمر مؤيد خلف




مقدمة :

حامض الهيدروكلوريك HCl هو سائل لزج كاو للجلد وحارق للملابس كتلته المولية 36.46 غرام/مول . ومتوفر تجاريا بهيئة محلول مركز ذو تركيز 37% وزن/حجم وكثافته 1.18 غرام/مل ويفضل استعماله على الحوامض الأخرى لأن معظم الكلوريدات ذائبة في الماء لكن هذا الحامض لايعتبر مادة قياسية أولية لكونه مادة متطايرة. لذلك عند استعماله في التحليل يلجأ الى معايرته مع مادة قياسية أولية

المواد والأدوات المستخدمة:

1. محلول حامض الهيدروكلوريك التجاري تركيزه 33 % وزن/حجم وكثافته 1.169 غرام / مل
2. بيكر زجاجي صغير نظيف وجاف
3. دورق حجمي سعته 500 مليلتر جاف ونظيف
4. ماصة
5. قمع صغير
6. ماء مقطر



طريقة التحضير:

من المعلومات المثبتة على قنينة حامض الهيدروكلوريك نستخرج المولارية

$$M = \frac{\% \times d \times 10}{M.wt}$$

M= المولارية

%= النسبة المئوية

M.wt = الوزن الجزيئي

d= الكثافة او الوزن النوعي

1. نحسب الوزن الجزيئي للحامض:

$$M.wt = (35.46 \times 1) + (1 \times 1)$$

$$M.wt = 36.46 \text{ g/mol}$$

2. نطبق قانون حساب المولارية

$$M = \frac{35.46 \times 1.18 \times 10}{36.46}$$

$$M = 11.476 \text{ mol/l}$$

3. نستخدم قانون التخفيف لإيجاد حجم الحامض المطلوب

$$M1 \times V1 = M2 \times V2$$

بعد التخفيف قبل التخفيف

$$11.476 \times V1 = 0.1 \times 500$$

$$V1 = \frac{0.1 \times 500}{11.476}$$

$$V1 = 4.36 \text{ ml}$$

الحجم اللازم لتحضير 0.1 مولاري من HCL

طريقة العمل

1. باستخدام الاسطوانة المدرجة الجافة قم بقياس 4.36 مل من حامض الهيدروكلوريك المركز (HCl)
2. ضع كمية من الماء المقطر في القنينة الحجمية حوالي 50 مل . لماذا؟
3. ثبت القمع الزجاجي داخل القنينة الحجمية واسكب خلاله الحامض المقاس
4. اغسل الاسطوانة عدة مرات (2-3) بالماء المقطر واسكب ماء الغسل داخل القنينة الحجمية . لماذا؟
5. اكمل الحجم في القنينة الحجمية لحد العلامة (500 مل) بالماء المقطر
6. قم برج المحلول عدة مرات



Distilled Water



الكيمياء التحليلية العملي


Practical of Analytical Chemistry

Lab. 3

جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الألبان

تحضير 0.1 مولاري من محلول هيدروكسيد الصوديوم NaOH

اعداد
م.م. نمير مؤيد خلف



مقدمة :

يوجد هيدروكسيد الصوديوم النقي على هيئة صلبة عند درجة حرارة الغرفة وهو مادة متميئة اذ تمتص الرطوبة من الجو عند تعرضها للهواء ولهذا السبب لا يمكن القول بشكل قاطع أن وزن كتلة معينة منه يمثل الوزن الحقيقي لهيدروكسيد الصوديوم إذ أنها تحتوي أيضا على جزء ممتص من الماء، ولهذا فلا يمكن اعتبار هيدروكسيد الصوديوم من المواد القياسية الأولية . بالإضافة تفاعله مع ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء . وتجدر الإشارة إلى أن ذوبان هيدروكسيد الصوديوم في الماء هو عملية باعثة للحرارة بالإضافة إلى انه قلوي حارق للجلد لذا يجب الحذر عند استخدامه.

المواد والأدوات المستخدمة

1. حبيبات هيدروكسيد الصوديوم
2. بيكر زجاجي صغير نظيف وجاف
3. دورق حجمي سعته 500 مليلتر جاف ونظيف
4. ماء مقطر
5. ميزان حساس
6. ملعقة Spatula

طريقة التحضير

1- نستخرج مولارية هيدروكسيد الصوديوم من المعادلة الآتية

$$M = \frac{wt \times 1000}{M.wt \times V(ml)}$$

M= المولارية

wt= وزن المادة الصلبة

M.wt = الوزن الجزيئي

V= حجم المحلول المراد تحضير

2. نحسب الوزن الجزيئي لهيدروكسيد الصوديوم:

$$M.wt = (23 \times 1) + (16 \times 1) + (1 \times 1)$$

$$M.wt = 40 \text{ g/mol}$$

3. نطبق قانون حساب المولارية

$$M = \frac{wt \times 1000}{M.wt \times V(ml)}$$

$$0.1 = \frac{wt \times 1000}{40 \times 500(ml)}$$

$$wt = 2 \text{ g}$$

الوزن اللازم لتحضير 0.1 مولاري من NaOH

طريقة العمل

1. نوزن 2 غرام من مادة هيدروكسيد الصوديوم بواسطة الميزان الحساس
2. ضع كمية من الماء المقطر في القنينة الحجمية حوالي 50 مل
3. انقل الوزن المقاس الى القنينة الحجمية ثم رج المحلول لكي تذوب المادة الصلبة
4. اكمل الحجم في القنينة الحجمية لحد العلامة (500 مل) بالماء المقطر
5. قم برج المحلول عدة مرات





جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الألبان

الكيمياء التحليلية العملي Practical Of Analytical Chemistry

التجربة الرابعة تسحيح التعادل

اعداد
م.م. نمر مؤيد خلف



مقدمة تسحيح التعادل

- يتفاعل الحامض مع القاعدة مهما كانت قوة الحامض أو القاعدة و نحصل على ملح و ماء
- يرافق هذا التفاعل تغيرات في قيمة pH المحلول تبعاً لتغير تركيز أيونات H^+ و OH^- و تأخذ قيم $0 \leq pH \leq 14$.
- عند معايرة حامض مع قاعدة قياسية ينخفض تركيز الحامض بشكل تدريجي في وعاء التحليل و بذلك تزداد قيمة pH حتى الإقتراب من نقطة التكافؤ التي يكون التغير حولها حاداً و مفاجئاً ، بعدها يختفي الحامض تماماً و يصبح الوسط قلويّاً و تزداد قيمة pH ببطء مع ازدياد كمية القاعدة المضافة تزداد دقة المعايرة مع تزايد القفزة المرافقة لقيمة pH المحلول قرب نقطة التكافؤ (أي قبل و بعد نقطة التكافؤ) .

اسم التجربة

تعيين تركيز محلول حامض الهيدروكلوريك (HCl)
بمعايرته بمحلول قياسي من هيدروكسيد الصوديوم
القاعدي (NaOH).



هدف التجربة

- تهدف هذه التجربة إلى تعيين تركيز محلول حامض الهيدروكلوريك وذلك بمعايرته مع محلول كاشف من هيدروكسيد الصوديوم القياسي معلوم التركيز (0.1M). ويتفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع الحامض وفقاً للمعادلة التالية:



- وعند نقطة النهاية يكون الوسط متعادلاً وباستخدام دليل الفينولفثالين فإن لونه عند هذه النقطة يتغير من عديم اللون في الوسط الحامضي إلى الأحمر الورد.

الأدوات والمواد المستخدمة

- دورق مخروطي سعته (250 ml).
- ماصة (10 ml).
- سحاحة (50 ml).
- حامض الهيدروكلوريك (HCl) المجهول التركيز.
- محلول هيدروكسيد الصوديوم (NaOH) معلوم التركيز (0.1 M) .
- بيكر سعة (100ml) عدد اثنان أحدهما للحامض والآخر للقاعدة.
- قنينة غسيل بلاستيكية تملأ بالماء المقطر.
- دليل الفينولفثالين (ph. ph).

طريقة العمل

- - اغسل السحاحة بالماء العادي ثم بالماء المقطر مرتين أو ثلاثاً ثم اغسلها بمحلول هيدروكسيد الصوديوم القاعدي.
- 2- املأ السحاحة مستخدماً قمع بمحلول هيدروكسيد الصوديوم ذو التركيز (0.1M)
- 3- اغسل دورقاً مخروطياً سعته (250ml) بالماء العادي ثم بالماء المقطر.
- 4- اغسل ماصة سعتها (10ml) بالماء المقطر ثم بمحلول حامض الهيدروكلوريك .
- 5- اسحب (10ml) من محلول حمض الهيدروكلوريك بالماصة ثم ضعها بالكامل في الدورق المخروطي.

5- ابدأ المعايرة بإضافة محلول هيدروكسيد الصوديوم الموجود بالسحاحة تدريجياً إلى محلول حامض الهيدروكلوريك الموجود بالدورق المخروطي مع رج الدورق المخروطي باستمرار أثناء المعايرة.

6- وعند نقطة النهاية (end point – e.p) وهي النقطة التي يتفاعل عندها جميع حامض الهيدروكلوريك في الدورق المخروطي مع القاعدة وفقاً للتفاعل التالي:



7- فإن الدليل يصبح وردي اللون .وعند الحصول على هذا التغير في اللون نوقف المعايرة على الفور.

8- سجل حجم محلول هيدروكسيد الصوديوم الذي عايرت به الحمض.

9- كرر الخطوات السابقة 3 مرات ثم احسب المتوسط.



النتائج والحسابات

متوسط حجم NaOH	حجم NaOH اللازم للمعايرة	الحجم النهائي لمحلول NaOH بالسحاحة	الحجم الابتدائي لمحلول NaOH بالسحاحة

حساب تركيز (HCl) المجهول:

$$(M.V)_{\text{acid}} = (M'.V')_{\text{base}}$$

للمناقشة

س/ ماذا حصل داخل الدورق المخروطي اثناء التسحيح ؟



جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الألبان

الكيمياء التحليلية العملي
Practical Of Analytical Chemistry

ترسيب وفصل ايونات المجموعة الأولى
 Ag^+ , Hg_2^{+2} , Pb^{+2}


اعداد
م.م. نعيم مؤيد خلف



تحليل المجموعة الأولى للأيونات الموجبة


تضم هذه المجموعة الايونات الموجبة التي تكون كلوريدات عديمة الذوبان في الحوامض المخففة وهي ايونات الفضة Ag^+ والرصاص Pb^{+2} و الزئبقوز Hg_2^{+2} لذا تترسب هذه الايونات على شكل كلوريدات عند إضافة حامض الهيدروكلوريك المخفف في حين تبقى كلوريدات بقية الايونات بشكل غير ذائب

مخطط تحليل ايونات المجموعة الأولى



10 قطرات من HCl المخفف

الراسب



الراشح
يهمل

ماء مقطر ساخن

الراشح Pb^{+2}


راسب
 $AgCl , Hg_2Cl_2$

نضيف اربع قطرات من
كرومات البوتاسيوم

راسب اصفر
 $PbCrO_4$

10 قطرات من NH_4OH

راشح



4 قطرات حامض النتريك

راسب ابيض $AgCl$

راسب ابيض
امينو كلوريد الزئبقيك
 $HgNH_2Cl_2$

راسب اسود Hg

التفاعلات الكيميائية الخاصة بالمجموعة الأولى

❖ ترسيب ايونات المجموعة



في هذا التفاعل يستعمل حامض الهيدروكلوريك المخفف وليس المركز اذ يعمل الحامض المركز على تذويب الرواسب بعد تكوينه وبالتالي نخسر الراسب بعد تكوينه كما في المعادلات التالية



الراسب المتكون

حامض مركز


معقد ذائب

فصل ايون الرصاص

يفصل الرصاص بالماء الحار لكون قابلية ذوبان كلوريد الرصاص اعلى من كلوريد الفضة والزنبقوز
اذ تكون قابلية ذوبان كلوريد الرصاص اكبر بألف مرة من قابلية كلوريد الفضة والزنبقوز.

ت	المادة	KSP
1	PbCl ₂	1×10^{-4}
2	Hg ₂ Cl ₂	2×10^{-18}
3	AgCl	1.56×10^{-10}


بعد فصل ايونات الرصاص بشكل راسخ ساخن يتم تميزه بواسطة كاشف كرومات البوتاسيوم لتكوين
راسب اصفر من كرومات الرصاص



فصل الفضة عن الزئبقوز

❖ معاملة كلوريد الفضة والزئبقوز بالامونيا

تتفاعل الامونيا مع الكلوريديين حيث تكون مقعد ثائب مع كلوريد الفضة هو ثنائي امين الفضة



بينما عندما تتفاعل مع كلوريد الزئبقوز تسلك كوسط لفعل تفاعل الاكسدة والاختزال لتكوين الزئبق الأسود وامينو كلوريد الزئبكيك الأبيض وهما راسبان يعطيان مزيج رمادي اللون.



❖ تأكيد وجود الفضة

يتحول $Ag(NH_3)_2^+$ الى $AgCl$ في وسط حامضي







جامعة تكريت
كلية علوم الأغذية
قسم علوم وتكنولوجيا الالبان

الكيمياء التحليلية العملي Practical Of Analytical Chemistry

ترسيب الايونات السالبة
الكلوريد Cl^- و البروميد Br^-

اعداد
م.م. نمير مؤيد خلف



ترسيب الأيونات السالبة

الايونات السالبة الكلوريد والبروميد متشابهة في خواصها لذا سيتم دراستها بشكل منصل وليس كمزيج .
العوامل المرسب لهذا الانيونات هما **حامض الكبريتيك H_2SO_4 المركز** و **نترات الفضة $AgNO_3$**

ايون الكلوريد

H_2SO_4 conc.

HCl gas

$\text{NH}_4\text{OH}_{(g)}$

$\text{NH}_4\text{Cl}_{(s)}$

راسب

$\text{AgNO}_{3(g)}$


$\text{AgCl}_{(s)}$

راسب ابيض


$\text{NH}_4\text{OH}_{(g)}$

ذوبان الراسب المتكون

المعادلات الكيميائية



الامتحان




MSC Nameer M. Khalaf

ايون البروميد

H_2SO_4 conc.

$AgNO_3(g)$



بخار برتقالي

النشا

تلون النشا باللون البرتقالي




راسب ابيض مصفر

$NH_4OH_{(g)}$

ذوبان الراسب المتكون

المعادلات الكيميائية



بخار برتقالي اللون



راسب ابيض مصفر

الامتحان





شُكْرًا لِصَفَائِكُمْ

MSC Nameer M. Khalaf